



BIOGENA

ul. Wojska Polskiego 30A
10-229 Olsztyn
tel. 781 330 656

Instrukcja wysyłki próby – mocz – test BB PCR end point.

Pudełko styropianowe zawiera:

1. K - próbówka FALCON 15 ml
 2. 1 – wkład chłonny
 3. 2 – wkład chłodzący
 4. 3 – aseptyczne rękawiczki
-
1. Pracuj w rękawiczkach!
 2. Wyjmij z torebki foliowej i umieść wkłady „2” w zamrażalniku lodówki na minimum 6 godz.
 3. Przed pobraniem moczu umieść wkłady „2” w torebce foliowej i przenieś do pudła styropianowego
 4. Pobierz mocz do próbówki „M” ok. 10-15 mililitrów – (pierwsza oddana próbka moczu - „mocz poranny”)
 5. Szczelnie zakręć i umieść próbówkę z materiałem badawczym w torebce, a następnie umieść w pudle styropianowym
 6. Szczelnie zabezpiecz pudełko styropianowe od zewnątrz, do czasu odebrania przez kuriera przechuj w chłodnym miejscu – (próba nie może ulec zamrożeniu)
 7. Umów się z kurierem TNT Express – Dział medyczny - na odbiór przesyłki tel.: (22) 77-17-170
 - a. Przesyłka musi być nadana w tym samym dniu co pobranie moczu
 8. Nadaj paczkę **Express-12**.
 9. Nadaj paczkę między: poniedziałek – środa, nie wysyłaj przed świętami i dniami wolnymi.
 10. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 781 330 656

- prosimy o poinformowaniu SMS-em na numer tel. 781 330 656 o nadaniu przesyłki

- prosimy dołączyć do przesyłki wypełniony i podpisany formularz zlecający badanie

- prosimy o przełanie na konto 230 PLN; 170 PLN test PCR Borelioza, 60 PLN koszty manipulacyjne – kurier, zestaw wysyłkowy

BIOGENA Sp. z o. o.

Bank BPH: 76 1060 0076 0000 3380 0007 8847

Tytuł: Nazwisko test PCR